



北京和利康源医疗科技有限公司

Beijing HollyCon Med & Tech Co., Ltd.



# MD 6400

## 中药饮片调剂设备

### 最新创新产品

改变数千年传统中药饮片手抓戥称的调剂方式，解决了人工抓药导致的称不准、分不匀、易出错、效率低等问题，运用自动化和计算机信息技术替代繁琐的人工操作。

用自动化改进人们的工作、生活和环境

Automation for Better Life

# MD 6400 中药饮片调剂设备:

## 特点:

1. 智能识别: 采用条码识别匹配药斗和饮片名称, 杜绝上错药。
2. 按需调剂: 逐味逐剂调剂, 称得准、分得匀。
3. 极高效率: 平均 10 秒 ~15 秒 / 剂。
4. 并行处理: 多系统并行, 多处方、多剂药、多味药同时处理。
5. 智能管理: 采用 RFID 技术对药筐进行管理, 确保调剂准确无误。
6. 模块结构: 方便对药柜进行增减和调整。
7. 数据完整: 计算机自动记录调剂信息, 方便医院和药企进行数据统计分析。
8. 设备整洁: 消除了传统中药房脏、乱、差的现场, 提升药房形象。

## 规格参数:

序号	指标 / 型号	说明
1	外观尺寸 (长 × 宽 × 高)	1040mm×1080mm×2370mm
2	重量	500kg
3	功率	1000W
4	电源要求	220VAC、50Hz
5	调剂计量方式	采用称重法进行出药量控制。
6	调剂精度	单味饮片调剂精度 $\pm 5\%$
7	调剂效率	调剂时间小于 10~15s
8	可调剂饮片种类	>80%
9	模块化设计架构	饮片柜可扩展。设备内的药斗、出药机构、称重机构均采用模块化设计, 方便维护升级。

北京和利康源医疗科技有限公司

总部: 北京经济技术开发区地盛中路 2 号院

邮编: 100176

电话: +86-10-58981597

传真: +86-10-58981100

网址: [www.hollysys.com](http://www.hollysys.com) (和利时集团)

[www.hollycon.com](http://www.hollycon.com) (和利康源)



和利时



和利康源